

一 次 性 使 用 导 尿 包

乳胶导尿管留置时间不超过**14**天

硅胶导尿管留置时间不超过**29**天



粤械注准 20192140744

生产地址: 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号, 广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号
POST CODE: 511434 TEL: (+86)020-84758878 FAX: (+86)020-84758224 WEB: www.welllead.com.cn

注: 禁忌内容或者注意事项详见说明书。

welllead 维力®

产品介绍

- 注射器内含无菌水，减轻临床工作量，节省科室成本；
- 球囊型导尿管均采用硬阀设计，减少天气对单向阀造成非计划脱管情况；
- 我司导尿管型号有单腔、双腔、三腔，满足临床需求；
- 乳胶导尿管留置时间不超过14天，硅胶导尿管留置时间不超过29天。



序 号	名 称	数 量	备 注
1	一次性使用导尿管	1 支	
2	塑料镊子	3 把	
3	碘伏消毒棉球	大小各一袋	碘伏消毒棉球: 大包 10 个, 小包 5 个
4	注射器	1 支	
5	集尿袋	1 套	1000ml 集尿袋
6	纱布块	2块	
7	孔布	1 块	
8	医用橡胶检查手套	3 只	
9	润滑剂	1 袋	
10	器械盘2	1 个	
11	器械盘1	1 个	
12	托盘	1 个	