

广告

粤械广审(文)第291031-08953号

wellead 维力®


一 次 性 使 用

内窥镜取石篮

Stone Retrieval Baskets

适用范围

供内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物用



注册证编号:粤械注准20172020173


三丝型结构,无尖端设计;
8mm和11mm两种网篮开口直径选择;
1.7Fr细鞘管;
外鞘兼顾强度、柔韧性和抗扭结性,不影响软镜弯曲。

四丝型结构,无尖端设计;
11mm标准网篮直径;
1.8Fr细护鞘;
长短两种护鞘可供选择。

四丝型结构,无尖端设计;
10mm标准网篮直径;
双螺旋网篮;
2.2Fr护鞘直径。

四丝型结构,尖头设计,;
15mm网篮直径;
2.5Fr护鞘直径。

六丝型结构,无尖端设计,;
螺旋设计;
直径17mm大网篮设计;
2.5Fr护鞘直径。



规格型号	网篮丝数	鞘管尺寸 (Fr)	鞘管长度 (cm)
SB3NS-17130-8	三丝	1.7	130
SB3NS-17130-11	三丝	1.7	130
SB4NS-18090	四丝	1.8	90
SB4NS-18120	四丝	1.8	120
SB4NS-22120	四丝	2.2	120
SB4TL-25120	四丝	2.5	120
SB6NL-25120	六丝	2.5	120

注册人名称:广州维力医疗器械股份有限公司
生产地址:广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号
注意:禁忌内容或者注意事项详见说明书