

广告

粤械广审(文)第270628-12721号

wellead 维力®


一 次 性 使 用

泌尿道用导丝

GUIDEWIRE

适用范围

适用于内窥镜下,与J型导管和微创扩张引流套件配套使用,
起支撑、引导作用。



注册证编号:粤械注准20172021756

注册证编号:粤械注准20222020820

wellead 维力

产品名称:泌尿道用导丝

注册证编号:粤械注准20172021756


金属导丝



- 由导丝和导丝保护组成,采用不锈钢制成

名 称	金属直头导丝	金属弯头导丝I 型
型 号	JS-032、JS-035、JS-038	JW1-032、JW1-035、JW1-038

PTFE 涂覆导丝



- 由导丝和导丝保护套组成,采用不锈钢、PTFE制成

名 称	PTFE 涂覆直头导丝	PTFE 涂覆弯头导丝I 型
型 号	FJS-028、FJS-032、FJS-035、FJS-038	FJWI-032、FJWI-035、FJWI-038
长度(mm)	600、800、900、1250、1500	

PTFE 导丝




- 由导丝和导丝保护套组成,采用镍钛合金,聚四氟乙烯制成

名 称	PTFE 导丝I 型
型 号	FS I-032、FS I-035、FS I-038

产品名称:一次性使用泌尿道用导丝

注册证编号:粤械注准20222020820

泥鳅导丝



- 由PU外套管内衬镍钛合金丝,表面涂覆PVP亲水涂层制成

名 称	泥鳅直头导丝	泥鳅弯头导丝
型 号	TS-028、TS-032、TS-035、TS-038	TW-028、TW-032、TW-035、TW-038

混合导丝



- 由PTFE、PU外套管内衬镍钛合金丝,表面涂覆PVP亲水涂层制成

名 称	混合导丝
型 号	NS-028、NS-032、NS-035、NS-038