



硅胶输尿管支架套件

通过对人体输尿管进行支撑和引流，
用于治疗输尿管堵塞和狭窄。



注册证编号:粤械注准20232141860

注册人名称:广州维力医疗器械股份有限公司

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 / 广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

注:禁忌内容或者注意事项详见说明书, 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。

wellead 维力®

产品介绍

产品特点

- 输尿管支架使用硅胶材料,具有良好的生物相容性;
- 多侧孔设计;
- 硅胶输尿管支架在浸泡人工尿液30天后测试:
抗弯折性:双向弯曲 90°,反复 20次后柔软,且能自动返回原状态;
断裂强度:≥10N;
- 其中配助推管,导丝为选配;

结构及组成

- 硅胶输尿管支架,助推管;导丝(选配);

规格型号

SUS-DJ-620、SUS-DJ-622、SUS-DJ-624、SUS-DJ-626、
SUS-DJ-628、SUS-DJ-630、SUS-DJ-722、SUS-DJ-724、
SUS-DJ-726、SUS-DJ-728; SUS-DJ-8522、
SUS-DJ-8524、SUS-DJ-8526、SUS-DJ-8528

套件器件及配置关系

部件名称	规格型号		
硅胶输尿管支架	6Fr×20/22/24/26/28/30cm	7Fr×22/24/26/28/cm	8.5Fr×22/24/26/28/cm
助推管	450mm/650mm		
导丝	FJS (PTFE涂覆直头导丝) -035		

