

广告

粤械广审(文)第270421-11006号

亲水涂层聚氯乙烯导尿管套件



注册证编号:粤械注准20222140526

注册人住所:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号,广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

POST CODE:511434

TEL:020-84758878

WEB: www.welllead.com.cn

注:以上信息以说明书为准,本资料仅供医学专业人士参考,禁忌内容或者注意事项详见说明书。

welllead 维力®

亲水涂层聚氯乙烯导尿管套件

PVC

通过光固化原理在PVC导尿管表面结合一层水溶性高分子聚合物 (PAM聚丙烯酰胺)。

产品规格

名称	型号	规格
亲水涂层聚氯乙烯导尿管套件	男用型、女用型	8Fr (2.7mm)、10Fr(3.3mm)、12Fr (4.0mm)、14Fr (4.7mm) 16Fr (5.3mm)、18Fr(6.0mm)、20Fr (6.7mm)、22Fr (7.3mm)