

排泄物引流装置套件

A Fecal Management System

用于排出物为液体或半液体的大便失禁人群

柔软低压力
球囊



注册证编号:粤械注准20182140534

注册人住所:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号,广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

POST CODE:511434

TEL:020-84758878

WEB: www.welllead.com.cn

注:以上信息以说明书为准,本资料仅供医学相关专业人士参考,禁忌内容或者注意事项详见说明书。

welllead 维力®

粪便失禁




产品介绍

用于排出物为液体或半液体的大便失禁人群。

产品特点


- 波纹管道体具有良好的支撑性能；
- 哑铃状TPU球囊、柔软低压力球囊；
- 单向阀正向流通性良好、防回流性能良好。



产品结构

连接直肠肛门括约肌

- A-球囊
- B-哑铃状囊体
- C-波纹管
- D-绿环
- E-黄环



经肛门段, 由两层组成:

