

视界无阻 弯转自如



界视安™


一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管

界视安™ 一次性使用亲水涂层可视鼻胃肠管

产品介绍



智能影像辅助系统



产品信息

注册证名称	规格	产品型号
一次性使用亲水涂层 可视鼻胃肠管	喂养型	8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr
	喂养减压型	10+16Fr, 12+18Fr

适用范围:用于经鼻向胃肠道输送营养物质、胃肠减压、冲洗

注册证编号:琼械注准20252140055

注册人/生产企业名称: 海南维力医疗科技开发有限公司
注册人/生产企业住所: 海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号
生产许可证编号: 琼药监械生产许20200004号
生产地址: 海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号
注: 禁忌内容或者注意事项详见说明书