

医用面罩式雾化器 (D型)

质量中值直径(MMAD): 1.5-2.5 μ m

实用新型专利号

ZL 2019 2 0571159.7 (新型的雾化器)

ZL 2019 2 0548923.9 (一种防溢漏医用雾化器)



粤械注准 20142080328

注册人住所:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号,广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

POST CODE:511434 TEL:020-84758878 FAX:020-84758224 WEB: www.welllead.com.cn

注:禁忌内容或者注意事项详见说明书。

welllead 维力®

雾化器结构示意图



D型雾化器产品特点

- 质量中值直径 (MMAD)、雾化颗粒百分数 (FPF) 是选择雾化器的核心性能指标；
- D型雾化器MMAD为 1.9 μm 。

D型雾化器关键性能指标

质量中值直径(MMAD): 1.5-2.5 μm 。

产品规格

产品名称	产品型号	包装
医用面罩式雾化器 (D型)	婴儿型	100个/箱
	标准儿童型 (常用、加强)	
	加长儿童型 (常用、加强)	
	标准成人型 (常用、加强)	
	加长成人型 (常用、加强)	