


wellead 维力®

一次性使用吸痰管包

与吸引设备连接,用于吸出呼吸道内的分泌物。

- 规格型号丰富
- 手套选配,适应不同的临床需求
- 专利纵纹型,摩擦力更小,操作更顺畅



粤械注准20192080099

生产企业: 广州维力医疗器械股份有限公司

www.wellead.com.cn

生产地址: 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号, 广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

注: 禁忌内容或者注意事项详见说明书。

wellead 维力®

产品介绍

专利设计

- 纵纹型，专利设计
- 摩擦更小、操作更容易



一种吸痰管
实用新型专利号：
ZL 2008 2 0043097.4

配备手套-操作更方便



普通光滑型、纵纹型不同的设计，适应不同需求



前端开口、侧边双孔-吸引更干净



5F~20F

型号规格丰富
不同型号，色标区别