

一次性使用呼吸回路包

Breathing Circuits

及时收集冷凝水

防冷凝水逆流

适用于有创呼吸机



注册证编号:粤械注准20232080360

生产企业名称:广州维力医疗器械股份有限公司

www.welllead.com.cn

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 / 广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

注:禁忌内容或者注意事项详见说明书,请仔细阅读产品说明书或在医护人员的指导下购买和使用。

welllead 维力®

产品介绍

- 标准接头，连接牢固，密封性好；
- 管路颜色区分，方便连接；
- 双积水杯，有防冷凝水逆流；
- 型号规格齐全，满足不同的临床需求；
- 儿童型、成人型均有；
- 连接管、呼吸管路、积水杯为标配；
- 过滤器、加湿罐可选配。



共16个型号规格，区别

管长: 1.5m; 1.8m

过滤器: 含、不含

型号: 成人、儿童

加湿罐: 含、不含

