

医用面罩式雾化器A 型\咬嘴式雾化器6mL



- 小容量喷雾器，药杯容量6ml，适用于短时间治疗。
- 雾粒持续均匀。



与呼吸回路连接示意图

咬嘴式雾化器6mL/20mL

- 用于机械通气患者的雾化治疗。
- 接头可与呼吸管路紧密连接。

规格型号

雾化吸入系列

注册证名称	型号		
医用面罩式雾化器	A型	6ml、20ml	标准儿童型、标准成人型、加长儿童型、加长成人型
	B型	8ml	标准儿童型、标准成人型、加长儿童型、加长成人型
	C型	8ml	儿童型
	D型	8ml	婴儿型、标准儿童型、标准成人型、加长儿童型、加长成人型
医用咬嘴式雾化器	6ml、8ml、10ml、20ml		

连接管

A 型



C 型



雾化吸入系列

Nebulizer Therapy



粤械注准 20142080327 / 粤械注准 20142080328

地址: 广东省广州市番禺区国贸大道南47号
POST CODE:511434 TEL:(+86)020-84758878
Add: 47 Guomao Avenue South,Panyu Guangzhou,China
FAX:(+86)020-84758224 WEB: www.welllead.com.cn

wellead 维力®

注:禁忌内容或者注意事项详见说明书。

医用面罩雾化器C型

- 面罩与儿童脸型吻合，方便使用。
- 面罩不带铝片夹，减少儿童刮伤的风险。
- 面罩不需要转换接头，方便药液输送。
- 可根据不同客户要求选择带挡圈或者不带挡圈的。



医用面罩式雾化器B型/咬嘴式雾化器8mL

- 药液最大容量8ml，常规药物用量。
- 咬嘴处活瓣，方便二氧化碳排出及隔绝外面空气。

